

SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH
BỆNH VIỆN ĐK HUYỆN
TUYÊN HÓA

Số: 157/TM-BVĐK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Hóa, ngày 08 tháng 04 năm 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý các Công ty.

Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình đang có nhu cầu mua vật liệu và dụng cụ nha khoa để phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2024

Nay đơn vị thông báo đến các công ty có đủ năng lực kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu tham gia gửi báo giá cung cấp hàng hóa như sau: *(Có danh mục phụ lục đính kèm)*.

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 08 /04 /2023 đến hết ngày 18/04/2024

Hình thức nhận báo giá: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Địa chỉ: Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa, tiểu khu Tam Đồng-Thị trấn Đồng Lê-Tuyên Hóa-Quảng Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Phan Tiến Dũng, trưởng khoa Dược- VTTB Y tế, Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa, SĐT: 0919419357

Bệnh viện rất mong nhận được sự tham gia của Quý Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Lâm Tuấn Phương

DANH MỤC

(Kèm theo thư mời chào giá số: 157/TM-BVĐK ngày 08 tháng 04 năm 2024)

STT	MẶT HÀNG - DIỄN GIẢI	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	QUY CÁCH	TIÊU CHÍ KỸ THUẬT	GHI CHÚ
	TRÁM COMPOSITE					
1	composite QTH Z250 4g dạng tuýp A2	Tuýp	1	Ống 4gr/gói	Một loại composite đặc nha khoa với thao tác tuyệt vời và kết quả lâu dài. Nhiều màu sắc cho nhu cầu hàng ngày của hầu hết nha sĩ. Thao tác tuyệt vời mà không dính dụng cụ. Dễ dàng sử dụng cho phục hồi răng sau và răng trước. Độ kháng gãy, độ bền và kháng mòn tốt, cản quang.	
2	composite QTH Z250 4g dạng tuýp A3	Tuýp	2	Ống 4gr/gói	Một loại composite đặc nha khoa với thao tác tuyệt vời và kết quả lâu dài. Nhiều màu sắc cho nhu cầu hàng ngày của hầu hết nha sĩ. Thao tác tuyệt vời mà không dính dụng cụ. Dễ dàng sử dụng cho phục hồi răng sau và răng trước. Độ kháng gãy, độ bền và kháng mòn tốt, cản quang.	
3	composite QTH Z250 4g dạng tuýp A35	Tuýp	2	Ống 4gr/gói	Một loại composite đặc nha khoa với thao tác tuyệt vời và kết quả lâu dài. Nhiều màu sắc cho nhu cầu hàng ngày của hầu hết nha sĩ. Thao tác tuyệt vời mà không dính dụng cụ. Dễ dàng sử dụng cho phục hồi răng sau và răng trước. Độ kháng gãy, độ bền và kháng mòn tốt, cản quang.	
4	Keo gắn composite Prime&Bond 5 ml	lọ	4	3,5ml/lọ	Keo dán một thành phần, xoi mòn với acid (total-etch), với độ bền dán cao. Dán tuyệt vời trên men và ngà. Keo dán nền ethanol/nước. Nắp đóng an toàn, hạn chế tối thiểu sự bay hơi	
5	Acid USA	tuýp	3	4,5ml/ tube	Axit soi mòn răng, nồng độ 37% H3 PO4, độ nhớt cao, để kiểm soát soi mòn và rửa sạch	
6	Tăm bông tròn (hộp 100 cây)	hộp	1	100c/ống	Sử dụng trong điều trị răng	
7	Đài cao su	hộp	1	144c/hộp	Sử dụng trong điều trị răng	

8	Đèn quang trùng led	Cái	1	01 cái/hộp	- Dễ dàng điều chỉnh thời gian chiếu: 5s, 10s, 15s, 20s - Dung lượng pin lớn, sử dụng đến 500 lần chiếu cho 1 lần sạc (chế độ 10s) - Thời gian chờ đến 70 ngày - Nguồn điện vào: AC100V-240V 50Hz / 60Hz	
9	Chổi đánh bóng	hộp	1	144c/hộp	Sử dụng trong điều trị răng	
MŨI KHOAN CÁC LOẠI						
1	Mũi khoan Endo Z (Mũi mở tuý tránh thủng sản) MS: E0152	mũi lẻ	3	5 mũi/hộp	Vật liệu làm bằng thép không rỉ, dùng để trám răng	
2	Mũi khoan BR-X31 mở tuý đầu tròn	mũi lẻ	4	5 mũi/hộp	Vật liệu làm bằng thép không rỉ, dùng để trám răng	
DỤNG CỤ PHÒNG KHÁM						
1	Lên Mani ngang số 25-40	Vĩ	2	Vi/ 6 mũi	Vật liệu làm bằng thép không rỉ, dùng trong nha khoa	
2	Lên Mani dọc số 25-40	Vĩ	2	Vi/ 6 mũi	Vật liệu làm bằng thép không rỉ, dùng trong nha khoa	
3	Cây nạo ngà đầu to	cây	1	1 cái/gói	Chất liệu làm từ thép không rỉ	
4	Cây nạo ngà đầu nhỏ	cây	1	1 cái/gói	Chất liệu làm từ thép không rỉ	
5	Giữ khuôn trám kim loại	Cái	2	1 cái/gói	Được dùng để giữ đai trám kim loại khi trám xoang II	
6	Bay trám	cái	2	1 cái/gói	Nia nha, bẫy nhà, kim nha-Bay đánh chất hàn răng trong nha khoa. Dụng cụ được làm bằng vật liệu thép không gỉ. Sản xuất theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO	
VẬT LIỆU TỔNG HỢP						
1	Chỉ co nướu GINGI-PAK. Xuất xứ: Mỹ	lọ	1	2.44m/lọ	Dùng để tách nướu trước khi lấy dấu và loại bỏ máu, nước bọt, và dịch mô còn sót lại trong khe nướu	
2	Chỉ khâu 4.0	Hộp	1	24 gói/hộp	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66, kim làm bằng thép không gỉ phủ silicon.	

3	Chỉ khâu 3.0	Hộp	1	24 gói/hộp	Chỉ khâu chất liệu Polyglycolic acid tổng hợp số 3/0, dài 70cm, Kim tròn dài 26mm, kim cong 1/2	
4	Dao số 11	hộp	1	100 cái/hộp	- Làm bằng thép không gỉ.	
5	Chỉ thép nha khoa	cuộn	1	50g/cuộn	Thép 304 y học, mềm dẻo, chất lượng cao. Quấn cuộn lõi nhựa, chưa bẻ theo chuyên dùng, dùng buộc mắc cài trong chỉnh nha.	
6	Oxy già 3%	chai	3	60ml/ chai	Sử dụng trong điều trị răng	
7	Banh môi nhựa	Cái	2	01 cái/gói	- chất liệu: nhựa - kích thước: nhỏ, trung bình, lớn	
8	Đai Cellulo PREHMA (500 cái/gói)	gói	1	500 sợi/ gói		
9	VITA Toothguide 3D-MASTER®	Cái	1		Xác định màu răng chỉ với 3 bước. Xác định màu răng chính xác không nhầm lẫn. Các khả năng để so sánh: quyết định Có / Không – Tốt hơn / Tệ hơn. Màu răng được phân định rõ một cách chính xác theo khoa học (có thể pha trộn). Dễ học cách sử dụng.	
10	Lidocain 10% (xịt tê nha khoa)	Lọ	10		Sử dụng trong điều trị răng	
11	Phim Xq nha rửa nhanh	hộp	10	hộp 100 tấm phim + chai nước rửa 250 ml	Kích thước film: 3 x 4 cm Quy cách: hộp 100 tấm phim + chai nước rửa 250 ml Phim quanh chớp sử dụng trong nha khoa Phim rửa liền ngoài sáng (không cần buồng tối) Chất lượng tốt, độ sắc nét cao Phù hợp với hầu hết các loại máy chụp X-Quang nha khoa trên thị trường Kích thước film: 3 x 4 cm Nước rửa phim nhanh, không cần buồng tối, tiện dụng, dễ sử dụng Dùng bơm tiêm hút nước rửa phim rồi bơm trực tiếp vào bao phim, dùng tay nặn đều để nước rửa tiếp xúc cả 2 mặt phim trong 2-3 phút, sau đó xé phim, rửa dưới vòi nước chảy rồi thổi khô phim.	

12	Kim gây tê nha khoa.	cái	1,000	Cỡ kim: 27G, chiều dài 21mm. Quy cách đóng gói: 100 cái/hộp,	Kim sắc nhọn nhờ sử dụng công nghệ cắt vát 2 lần. Cỡ kim được phân biệt bằng màu sắc trên đốc kim theo tiêu chuẩn ISO. Cán kim dài để cầm khi chọc nhiều vùng ven khác nhau. Cỡ kim: 27G, chiều dài 21mm. Quy cách đóng gói: 100 cái/hộp, đóng gói từng chiếc bằng vỏ nhựa cứng đảm bảo an toàn.	
----	----------------------	-----	-------	--	--	--